

OrCam

Das mobile und intuitiv bedienbare Vorlesesystem



Wir sind für Sie da!

Seit 1971 entwickelt Reinecker Lese- und Vorlesesysteme, mit denen Sie auch bei verminderter Sehkraft selbstständig Texte lesen und Bilder betrachten können – von Familienfotos, über Zeitungen, bis zu SMS und geschäftlichen E-Mails.

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Freude am Lesen zurückzugeben und Ihren Alltag zu erleichtern. Deshalb ist die Beratung das Herzstück unserer Versorgung.

Nach Ihrer Entscheidung für eine Hilfsmittelkombination übernehmen wir, im Falle einer (Teil-) Finanzierung, die Abwicklung mit den Kostenträgern (z.B. Krankenkassen).

Reinecker Vision

Alles aus einer Hand

Wenn sich Ihre Sehkraft im Alter oder in Folge einer Augenkrankheit stark verschlechtert hat, kann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hilfsmittelsortiment Ihren Alltag erheblich erleichtern.

Unser Vollsortiment:

- ▶ **Elektronische Lupen: MANO**
- ▶ **Bildschirmlesesysteme: mezzo, VEO, VERDE**
- ▶ **Kamerasysteme: topolino**
- ▶ **Vorlesesysteme: VOX, OrCam**
- ▶ **Blindenhilfsmittel: Braillesysteme, DAISY-Player, Software**
- ▶ **Elektronische Brillen- und Assistenzsysteme: OrCam, eSight, eyesmart**
- ▶ **Optische Lupen & Lupenbrillen, Low Vision-Leuchten, Alltagshilfen**

Produktportfolio



OrCam

OrCam – das steht für eine neuartige Sehhilfe, die den Alltag von Blinden und Sehbehinderten erleichtert. Hier ist Technik auf eine minimale Größe reduziert, die für ein unauffälliges Hilfsmittel sorgt.

Der kabellose und leichte Minicomputer, ausgestattet mit einer Kamera, passt an fast jede handelsübliche Brille und unterstützt auf modernste Weise das eigene Auge. OrCam kann alle gedruckten Texte von jeder Oberfläche lesen. Egal ob Speisekarten im Restaurant, Smartphone-Displays oder Beschilderungen – Sie müssen nur auf den ausgewählten Text zeigen und über einen Mini-Lautsprecher erfahren Sie, was die Kamera erfasst. Darüber hinaus erkennt OrCam in der Version MyEye u.a. auch Gesichter, Produkte und Farben.

OrCam arbeitet offline und benötigt keine Internetverbindung.

Mit OrCam neue Unabhängigkeit erleben.



OrCam – Varianten

OrCam MyReader

- liest jeden gedruckten Text von jeder Oberfläche – z.B. Bücher, Smartphone-Displays, Speisekarten, Fahrpläne

OrCam MyEye

- liest jeden gedruckten Text von jeder Oberfläche – z.B. Bücher, Smartphone-Displays, Speisekarten, Fahrpläne
- Gesichtserkennung
- Farberkennung
- Produkterkennung über Barcode-Scanner und Geldscheinerkennung



OrCam – alles in einem Gerät

OrCam ist kabellos, leicht und komplett mobil. Es kann über eine magnetische Halterung an jeden Brillenrahmen (links und rechts) angebracht werden. OrCam wird über eine TouchBar bedient und überträgt sofort wichtige visuelle Informationen über integrierte Mini-HD-Lautsprecher. Das Vorlesesystem kann mit einem Smartphone verbunden werden. Per WLAN können Softwareaktualisierungen ganz einfach vorgenommen werden. Über ein eingebautes LED-Licht ist es möglich, auch im Dunkeln zu lesen.

Erkennen Sie Gesichter

Nach einer schnellen, einmaligen Einrichtung werden zuvor gespeicherte Gesichter von Personen die für Sie wichtig sind – Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen – problemlos erkannt und namentlich benannt, sobald sie ins Blickfeld der intelligenten Kamera von OrCam MyEye kommen. Bis zu 100 Gesichter können gespeichert werden.



Produkte und Geldscheine erkennen

- OrCam MyEye speichert bis zu 150 Ihrer bevorzugten Produkte – z. B. Supermarktartikel, Drogerieartikel und Kreditkarten – und nennt sofort die korrekte Bezeichnung. Auch erkennt OrCam Produkte via Barcode. So erleben Sie Einkaufstouren, ohne auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein.
- OrCam MyEye wird durch einfaches Zeigen ausgelöst, gibt sofort den gewählten Geldschein an und macht Einkaufen, Essen gehen und Zahlen schneller und sicherer.

Lesen mit OrCam

Die integrierte 13 MP-Kamera nimmt Texte auf und leitet die Informationen über einen HD-Lautsprecher an den Nutzer weiter. Die Sehhilfe kann jeden gedruckten Text erkennen, zum Beispiel auf dem Handybildschirm, in der Zeitung oder in einer Speisekarte. Dazu muss der Nutzer auf den Text zeigen, der ihm anschließend über den Lautsprecher direkt am Ohr vorgelesen wird. Ebenso können per einfacher Handbewegung die aktuelle Uhrzeit und das Datum angesagt werden.



13 Megapixel mit integriertem LED-Licht, Mini HD Lautsprecher und Mikrofon, Nah- und Fernerkennung

Lade- und Mikro-USB-Anschluss
WiFi- und Bluetooth

Lithium-Polymer-Akku,
Betriebsdauer bis zu ca. 1,5 h
Ladedauer ca. 40 min

erhältlich in vielen Sprachen –
und zweisprachig verwendbar
(z. B. Deutsch und Englisch)

Maße (B x H x T)
ca. 76 x 21 x 14,8 mm

Gewicht ca. 22,5 g

Lieferumfang:
kabellose OrCam

OrCam Leder-Etui mit Zubehör:

Ladekabel inkl. Ladegerät
Reise-Adapterstecker

magnetische Brillenhalterung
(Plastik und Metall),
Klappschere,
Schlüsselband,
Mikrofasertuch

Gebrauchsanweisung

Unsere deutschlandweiten Niederlassungen und Fachgeschäfte:

Reinecker Vision Winsen

Robert-Koch-Straße 1
21423 Winsen/Luhe
Tel. 04171 78803-0
Fax 04171 78803-20
info.winsen@reineckervision.de

Reinecker Vision Berlin

Brückenstraße 5-6 a
10179 Berlin
Tel. 030 8904978-0
Fax 030 8904978-7
info.berlin@reineckervision.de

Reinecker Vision Gera

Gottlieb-Daimler-Straße 28
07552 Gera-Bieblach
Tel. 0365 430588-0
Fax 0365 430588-7
info.gera@reineckervision.de

Reinecker Vision Köln

Aachener Straße 1347-1349
50859 Köln
Tel. 02234 4076-0
Fax 02234 4076-25
info.koeln@reineckervision.de

Reinecker Vision Alsbach (bei Darmstadt)

Erlenweg 5
64665 Alsbach-Hähnlein
Tel. 06257 9311-8400
Fax 06257 9311-8433
info.alsbach@reineckervision.de

Reinecker Vision München

Friedenheimer Straße 75
80686 München
Tel. 089 4567848-0
Fax 089 4567848-9
info.muenchen@reineckervision.de

Reinecker Vision GmbH
Zentrale

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008

info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Online einkaufen unter
www.lowvision-shop.de

Wir sind bundesweit für Sie da

