

# eSight

Die innovative elektronische Vergrößerungsbrille



# Wir sind für Sie da!

Seit 1971 entwickelt Reinecker Lese- und Vorlesesysteme, mit denen Sie auch bei verminderter Sehkraft selbstständig Texte lesen und Bilder betrachten können – von Familienfotos, über Zeitungen, bis zu SMS und geschäftlichen E-Mails.

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Freude am Lesen zurückzugeben. Deshalb ist die Beratung das Herzstück unserer Versorgung.

**Reinecker Vision**

# Alles aus einer Hand

Wenn sich Ihre Sehkraft im Alter oder in Folge einer Augenkrankheit stark verschlechtert hat, kann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hilfsmittelsortiment Ihren Alltag erheblich erleichtern.

Unser Vollsortiment:

- ▶ Elektronische Lupen: MANO
- ▶ Bildschirmlesesysteme: mezzo, VEO, VERDE
- ▶ Kamerasysteme: topolino
- ▶ Vorlesesysteme: VOX, OrCam
- ▶ Blindenhilfsmittel: Braillesysteme, DAISY-Player, Software
- ▶ Elektronische Brillen- und Assistenzsysteme: OrCam, eSight, eyesmart
- ▶ Optische Lupen & Lupenbrillen, Low Vision-Leuchten, Alltagshilfen



## Produktportfolio





eSight ist eine innovative elektronische Brille. Diese ermöglicht es Ihnen, Ihre Umgebung vergrößert wahrzunehmen. Hierzu überträgt die frontal eingebaute HD-Kamera das Bild auf zwei in die Brille integrierte OLED-Displays. So können Sie alltägliche Dinge individuell vergrößert sehen und z.B. Fahrpläne und Preisschilder lesen, Gesichter erkennen und wieder gemeinsam Fernsehen. Ihre Hände bleiben dabei frei.

eSight ermöglicht Ihnen eine aktive Teilnahme am Leben und unterstützt Sie im Beruf, in der Schule und im Haushalt. Sie können eSight überall tragen und sehen damit nahe Gegenstände, aber auch weit entfernte Dinge vergrößert.

Viele individuelle Einstellmöglichkeiten und Schnittstellen bieten Ihnen zusätzlichen Nutzungskomfort. Über die verbundene Bedieneinheit lassen sich u.a. Kontrast und Helligkeit leicht verändern.

**Den Tag uneingeschränkt erleben mit eSight**

## Schule

eSight eröffnet sehbehinderten Schülern ganz neue Möglichkeiten: Ohne die gewohnten Einschränkungen können sie dem Unterricht folgen, in der Klasse mitarbeiten und an Gruppenarbeiten teilnehmen. Die Schüler können eigenständig die Klassenzimmer wechseln und finden sich leichter in der Gemeinschaft zurecht.



## Arbeitsplatz

eSight-Nutzer können die verschiedenen Aufgaben bei ihrer Arbeit nun viel einfacher bewältigen. Derart unabhängig und flexibel zu arbeiten war mit traditionellen Hilfsmitteln wie Lupe oder Bildschirmlesesystem nicht möglich.



## Alltag

eSight dient Sehbehinderten aller Altersstufen als Möglichkeit, den Alltag zu meistern: Es hilft ihnen beim lesen, kochen, einkaufen oder Überweisungen tätigen, lässt sie Gesichter erkennen und gemeinsam Fernsehen. Damit verbessert eSight nicht nur die Seh-, sondern auch die Lebensqualität.



# eSight – Ihre Vorteile auf einen Blick

- leicht, mobil und komfortabel
- einfache Bedienung
- jederzeit freie Hände
- für Fernbrillenträger mit individueller Glasstärke lieferbar
- integriertes Leselicht



## eSight Trage-Positionen





## Untere Position



- Das Headset befindet sich vor den Augen
- Sie blicken direkt auf die Displays
- Für Aktivitäten wie Lesen, Handarbeiten und Fernsehen

## Mittlere Position



- Das Headset ist halb nach oben geschoben
- Sie sehen gleichzeitig die Displays und Ihre Umgebung durch die Brillengläser
- Für Mobilität, soziale Begegnungen und Bildschirmarbeit

## Obere Position



- Das Headset ist aus dem Blickfeld geschoben
- Sie schauen durch die Brillengläser
- Für die Nutzung Ihres peripheren Sehens, z.B. beim Gehen



Display:  
1024 x 768 (2,36 Megapixel)

Sichtfeld  
Diagonal 37,5°

Gewicht:  
ca. 141g  
(Headset ohne Bedieneinheit)  
ca. 369g  
(Headset mit Bedieneinheit)

Schnittstellen  
USB,  
HDMI,  
SD-Karte,  
Bluetooth,  
WLAN

Bildauflösung  
Standbilder  
21,5 Megapixel  
Videobilder  
1024 x 768

Akku  
Lithium-Ionen

Lieferumfang:  
eSight 3 (Headset und Bedieneinheit),  
Brillenfassung ohne Gläser mit Nasenpolster,  
eSight 3-USB-Kabel,  
USB-Netzteil,  
digitales Videokabel,  
SD-Karte (enthält die elektronische  
Produktdokumentation),  
Gebrauchsanweisung,  
Handgelenksschlaufe und Brillenband,  
Gürtelclip,  
Transportkoffer,  
alternative Stirnbänder (in verschiedenen  
Längen),  
Garantiekarte

Zubehör (optional):  
Brillenrahmen und -gläser,  
HDMI-Kabel (5 m)

## Unsere deutschlandweiten Niederlassungen und Fachgeschäfte:

### Reinecker Vision Winsen

Robert-Koch-Straße 1  
21423 Winsen/Luhe

### Reinecker Vision Köln

Aachener Straße 1347-1349  
50859 Köln

### Reinecker Vision Berlin

Brückenstraße 5-6 a  
10179 Berlin

### Reinecker Vision Alsbach (bei Darmstadt)

Erlenweg 5  
64665 Alsbach-Hähnlein

### Reinecker Vision Gera

Gottlieb-Daimler-Straße 28  
07552 Gera-Bieblach

### Reinecker Vision München

Friedenheimer Straße 75  
80686 München

# Tel. 06257 9311-8099

Fax 06257 9311-8008

[esight@reineckervision.de](mailto:esight@reineckervision.de)

Reinecker Vision GmbH  
Zentrale

Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Tel. 06257 9311-8099**

Fax 06257 9311-8008

esight@reineckervision.de  
www.reineckervision.de

Online einkaufen unter  
[www.lowvision-shop.de](http://www.lowvision-shop.de)

Wir sind bundesweit für Sie da

