

Lupenbrillen & Co.

Optimale Sehhilfen für den Alltag



Wir sind für Sie da!

Seit 1971 entwickelt Reinecker Lese- und Vorlesesysteme, mit denen Sie auch bei verminderter Sehkraft selbstständig Texte lesen und Bilder betrachten können – von Familienfotos, über Zeitungen, bis zu SMS und geschäftlichen E-Mails.

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Freude am Lesen zurückzugeben. Deshalb ist die Beratung das Herzstück unserer Versorgung. Sie entscheiden, wo diese stattfindet: Bei Ihnen zu Hause, in einem unserer sechs Fachgeschäfte, an Ihrem Arbeitsplatz oder in einer Low Vision-Fachberatung beim Augenarzt oder Augenoptiker.

Nach Ihrer Entscheidung für eine Hilfsmittelkombination übernehmen wir, im Falle einer (Teil-) Finanzierung, die Abwicklung mit den Kostenträgern (z.B. Krankenkassen).

Reinecker Vision

Alles aus einer Hand

Wenn sich Ihre Sehkraft im Alter oder in Folge einer Augenkrankheit stark verschlechtert hat, kann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hilfsmittelsortiment Ihren Alltag erheblich erleichtern. Ihre persönliche Produktkombination ergänzt sich dabei wie die Teile eines Puzzles.

Unsere Produktserien für mehr Lesefreude

- ▶ Elektronische Lupen: MANO
- ▶ Bildschirmlesesysteme: mezzo, VEO, VERDE
- ▶ Kamerasysteme: topolino
- ▶ Vorlesesysteme: VOX
- ▶ Blindenhilfsmittel: Braillesysteme, DAISY-Player, Software
- ▶ Optische Lupen & Lupenbrillen, Low Vision-Leuchten, Alltagshilfen



Produktportfolio



Lupenbrillen & Co.

Lupenbrillen sind starke Lesebrillen mit Werten über 4 Dioptrien. Sie vergrößern Geschriebenes bis ca. 15fach, bieten hohen Lesekomfort und eine gute Übersicht, da das Sehfeld vergleichsweise groß ist. So können Sie jederzeit flüssig lesen. Bei der Nutzung von Lupenbrillen haben Sie zudem beide Hände frei – ein großer Vorteil z.B. bei Handarbeiten oder beim Kochen.

Fernsehbrillen sind spezielle Vergrößerungsbrillen zum Fernsehen. Sie sorgen für entspanntes Sehen beim Fernsehen oder auch bei Veranstaltungen. Mit einer Fernsehbrille erkennen Sie, selbst bei kleinen Bildschirmen, jedes Detail auf dem Fernseher ganz genau und absolut bequem. So wird Fernsehen zum entspannten Genuss.

Mehr zu unserem Angebot an Lupen- und Fernsehbrillen erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Weitere Produkte und -varianten bieten wir Ihnen gerne auf Nachfrage an.

Optimale Sehhilfen für den Alltag



Leddles: Licht-Lupen-Brille

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Licht-Lupen-Brille mit bedarfsgerechter Vergrößerung und optimaler Beleuchtung
- ideale Ausleuchtung des Gesichtsfelds mit einheitlichem, stabilem Licht ohne Schattenwurf
- ortsunabhängig einsetzbar dank Akkubetrieb
- einfaches Aufladen per USB- oder Steckernetzteil
- in drei Produktvarianten erhältlich: Leddles Standard, Leddles Individuell, Leddles aplanatico



Leddles – Produktvarianten im Überblick

Leddles Standard

- Licht-Lupen-Brille mit prismatischen Linsen mit 1facher (+4,0 dpt), 1,25facher (+5 dpt), 1,5facher (+6,0 dpt), 2facher (+8,0 dpt) oder 2,5facher (+10,0 dpt) Vergrößerung

Leddles Individuell

- Licht-Lupen-Brille mit individuell angepassten, prismatischen Linsen bis zu 2,5facher (+10,0 dpt) Vergrößerung
- Licht-Lese-Brille mit Korrektionsgläsern bis +3,5 dpt, auf Wunsch mit Kantenfiltern

Leddles aplanatico

- aplanatisches System in 3 bis 8facher Vergrößerung
- auf Wunsch mit neutraler oder mattierter Linse

Zubehör (optional)

- Glas hart und entspiegelt, Kantenfilter, neutrale/mattierte Linse für Leddles aplanatico
- Ersatzteile: Ladekabel, Ersatzgläser

Leddles – technische Daten

- Lichtfluss: 90 Lumen, Licht-Temperatur: 4.000 K
- Material Gläser: CR39 (Kunststoff), nicht entspiegelt
- Akkulaufzeit: ca. 2,5 Stunden, Akkuladezeit: ca. 2 Stunden
- Gewicht: ca. 70 g bis 80 g (mit Gläsern, je nach Vergrößerung)

Lieferumfang

- Netzteil, Ladekabel, Etui, Gebrauchsanweisung



ideale Ausleuchtung



innovativ



mobil



maxTV: Fernsehbrille

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Vergrößerung: 2,1fach, lässt den Fernseher doppelt so groß erscheinen – wichtig insbesondere bei kleinen Bildschirmen
- entspanntes Fernsehen durch getrennte Scharfstellmöglichkeit für jedes Auge
- essentielle Hilfe beim Lesen von Texten wie z.B. Untertiteln, Gewicht ca. 49 g
- angenehmes Tragen ohne Verrutschen durch leicht anpassbare Bügel und leichtes Gestell
- Bügel lassen sich ohne Erwärmen an die Kopfform anpassen
- Betrachtungsentfernung ca. 3 Meter

Lieferumfang

- inkl. Hartschaumetui



OptimaTV: Fernsehbrille

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Vergrößerung: 2,1fach
- speziell zum Fernsehen entwickelt
- einfache Handhabung
- modernes Design
- Betrachtungsentfernung ab 3 Meter
- Einstellung für beide Augen identisch



prismatic BINO comfort: Lupenbrille



Ihre Vorteile auf einen Blick

- binokulare Lesebrille mit verstärkter Addition und prismatischer Konvergenzunterstützung
- entspanntes Sehen bei hoher Vergrößerung
- optische Werte für die ideale Gebrauchssituation berechnet, mit besonderem Wert auf guter Verträglichkeit
- Fassung mit Federscharnieren, kürzbaren Bügeln, Softpads, leicht anpassbaren Stegarmen
- Vergrößerung: 1,0fach (+4,00 dpt), 1,5fach (+6,00 dpt), 2,0fach (+ 8,00 dpt) (weitere Vergrößerungen bis 2,5fach (+10,00 dpt) auf Anfrage erhältlich)

Lieferumfang

- inkl. Hartschalenetui



Unsere deutschlandweiten Niederlassungen und Fachgeschäfte:

Reinecker Vision Winsen

Robert-Koch-Straße 1
21423 Winsen/Luhe
Tel. 04171 78803-0
Fax 04171 78803-20
info.winsen@reineckervision.de

Reinecker Vision Berlin

Brückenstraße 5-6 a
10179 Berlin
Tel. 030 8904978-0
Fax 030 8904978-7
info.berlin@reineckervision.de

Reinecker Vision Gera

Gottlieb-Daimler-Straße 28
07552 Gera-Bieblach
Tel. 0365 430588-0
Fax 0365 430588-7
info.gera@reineckervision.de

Reinecker Vision Köln

Aachener Straße 1347-1349
50859 Köln
Tel. 02234 4076-0
Fax 02234 4076-25
info.koeln@reineckervision.de

Reinecker Vision Darmstadt

Rheinstraße 24
64283 Darmstadt
Tel. 06151 159649-0
Fax 06151 159649-1
info.darmstadt@reineckervision.de

Reinecker Vision München

Friedenheimer Straße 75
80686 München
Tel. 089 4567848-0
Fax 089 4567848-9
info.muenchen@reineckervision.de

Reinecker Vision GmbH
Zentrale

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008

info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Online einkaufen unter
www.lowvision-shop.de

Wir sind bundesweit für Sie da

