

OrCam

Das mobile und intuitiv bedienbare Vorlesesystem



Wir sind für Sie da!

Seit 1971 entwickelt Reinecker Lese- und Vorlesesysteme, mit denen Sie auch bei verminderter Sehkraft selbstständig Texte lesen und Bilder betrachten können – von Familienfotos, über Zeitungen, bis zu SMS und geschäftlichen E-Mails.

Unser Anspruch ist es, Ihnen die Freude am Lesen zurückzugeben und Ihren Alltag zu erleichtern. Deshalb ist die Beratung das Herzstück unserer Versorgung.

Nach Ihrer Entscheidung für eine Hilfsmittelkombination übernehmen wir, im Falle einer (Teil-) Finanzierung, die Abwicklung mit den Kostenträgern (z.B. Krankenkassen).

Reinecker Vision

Alles aus einer Hand

Wenn sich Ihre Sehkraft im Alter oder in Folge einer Augenkrankheit stark verschlechtert hat, kann ein individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Hilfsmittelsortiment Ihren Alltag erheblich erleichtern.

Unser Vollsortiment:

- ▶ Elektronische Lupen: MANO
- ▶ Bildschirmlesesysteme: mezzo, VEO, Videomatic
- ▶ Kamerasysteme: topolino
- ▶ Vorlesesysteme: VOX, OrCam
- ▶ Blindenhilfsmittel: Braillesysteme, DAISY-Player, Software
- ▶ Elektronische Brillen- und Assistenzsysteme: OrCam, eyesmart
- ▶ Optische Lupen & Lupenbrillen, Low Vision-Leuchten, Alltagshilfen

Produktportfolio



OrCam

OrCam – das steht für eine neuartige Sehhilfe, die den Alltag von Blinden und Sehbehinderten erleichtert. Hier ist Technik auf eine minimale Größe reduziert, die für ein unauffälliges Hilfsmittel sorgt.

Der kabellose und leichte Minicomputer, ausgestattet mit einer Kamera, passt an fast jede handelsübliche Brille und unterstützt das eigene Auge. OrCam kann alle gedruckten Texte von jeder Oberfläche lesen. Egal ob Speisekarten im Restaurant, Smartphone-Displays oder Beschilderungen – Sie müssen nur auf den ausgewählten Text zeigen und über einen Mini-Lautsprecher erfahren Sie, was die Kamera erfasst. Mit der neuen Funktion „Intelligentes Lesen“ wird der erfasste Text kategorisiert und Sie können sich gezielt über Sprachbefehle beispielsweise eine Telefonnummer vorlesen lassen. Darüber hinaus erkennt OrCam in der Version MyEye u.a. auch Gesichter, Produkte und Farben.

OrCam arbeitet offline und benötigt keine Internetverbindung.

Mit OrCam neue Unabhängigkeit erleben.



OrCam – Varianten

OrCam MyReader

- liest jeden gedruckten Text von jeder Oberfläche –
z.B. Bücher, Smartphone-Displays, Speisekarten, Fahrpläne
- intelligentes Lesen

OrCam MyEye

- liest jeden gedruckten Text von jeder Oberfläche –
z.B. Bücher, Smartphone-Displays, Speisekarten, Fahrpläne
- intelligentes Lesen
- Gesichtserkennung
- Farberkennung
- Produkterkennung über Barcode-Scanner und Geldscheinerkennung
- Uhrgeste

OrCam – alles in einem Gerät

OrCam ist kabellos, leicht und komplett mobil und wird mit einer Magnethalterung am Brillerrahmen (links und rechts) angebracht. Bedient wird OrCam über eine TouchBar am Gerät und die Sprachausgabe erfolgt über integrierte Mini-HD-Lautsprecher. Über ein eingebautes LED-Licht ist es möglich, auch im Dunkeln zu lesen.



Lesen mit OrCam

Die integrierte 13 MP-Kamera nimmt Texte auf und leitet die Informationen über einen HD-Lautsprecher an den Nutzer weiter. Die Sehhilfe kann jeden gedruckten Text erkennen, zum Beispiel auf dem Handybildschirm, in der Zeitung oder in einer Speisekarte. Dazu muss der Nutzer auf den Text zeigen, der ihm anschließend über den Lautsprecher direkt am Ohr vorgelesen wird. Ebenso können per einfacher Handbewegung die aktuelle Uhrzeit und das Datum angesagt werden.

Intelligentes Lesen

Mit dieser innovativen Funktion erfasst OrCam den Text und teilt ihn in verschiedene Bereiche auf. So werden die einzelnen Elemente wie Überschriften, Textabschnitte, Telefonnummern und vieles mehr beim Erfassen automatisch erkannt. Mit verschiedenen Sprachbefehlen wie z. B. "Lies die Überschriften" können diese dann gezielt vorgelesen werden.

Produkte und Geldscheine erkennen

OrCam MyEye speichert bis zu 150 Ihrer bevorzugten Produkte – z. B. Supermarktartikel, Drogerieartikel und Kreditkarten – und nennt sofort die korrekte Bezeichnung. Auch erkennt OrCam Produkte via Barcode. So erleben Sie Einkaufstouren, ohne auf die Hilfe Dritter angewiesen zu sein.

OrCam MyEye wird durch einfaches Zeigen ausgelöst, gibt sofort den gewählten Geldschein an und macht Einkaufen, Essen gehen und Zahlen schneller und sicherer.



Erkennen Sie Gesichter

Nach einer schnellen, einmaligen Einrichtung werden zuvor gespeicherte Gesichter von Personen die für Sie wichtig sind – Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen – problemlos erkannt und namentlich benannt, sobald sie ins Blickfeld der intelligenten Kamera von OrCam MyEye kommen. Bis zu 100 Gesichter können gespeichert werden.



OrCam erweitern – Immer und überall aufladen

Mit dem optional erhältlichen Schnellladegerät MyCharger können Sie Ihre OrCam vier mal voll aufladen und somit bis zu ca. 10 Stunden lang nutzen. Dank des eingebauten Gürtelclips und des geringen Gewichts von nur 58 g ist MyCharger in jeder Situation leicht zu transportieren.



OrCam erweitern – Mehr Privatsphäre

Die speziell für OrCam entwickelten In-Ear-Kopfhörer sind separat erhältlich und steigern den Nutzerkomfort z.B. in lauten Umgebungen. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer haben eine Akkulaufzeit von bis zu ca. 5-6 Stunden im Dauerbetrieb, verfügen über einen Energiesparmodus und haben einen Micro-USB-Anschluss zum komfortablen Aufladen.





13 Megapixel mit integriertem LED-Licht, Mini HD Lautsprecher und Mikrofon, Nah- und Fernerkennung

Lade- und Mikro-USB-Anschluss
WiFi- und Bluetooth;
Updates über WLAN möglich

Lithium-Polymer-Akku,
Betriebsdauer bis zu ca. 1,5 h
Ladedauer ca. 40 min

erhältlich in vielen Sprachen –
und zweisprachig verwendbar
(z. B. Deutsch und Englisch)

Maße (B x H x T)
ca. 76 x 21 x 14,8 mm

Gewicht ca. 22,5 g

Lieferumfang:
kabellose OrCam

OrCam Leder-Etui mit Zubehör:
Ladekabel inkl. Ladegerät
magnetische Brillenhalterung
(Plastik und Metall), Schere,
Schlüsselband, Mikrofasertuch

Gebrauchsanweisung

Zubehör (optional):
MyCharger Schnellladegerät,
In-Ear-Kopfhörer

Reinecker Vision GmbH
Zentrale

Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008

info@reineckervision.de
www.reineckervision.de



Online einkaufen unter
www.lowvision-shop.de

Wir sind bundesweit für Sie da

