

# MANO 6

## Die FullHD-Leselupe im Breitbild-Format



MANO 6 besitzt ein hochauflösendes Touch-Display und vier große Tasten mit denen sich die Leselupe einfach bedienen lässt. Zusätzlich kann mit intuitiven Fingerbewegungen auf dem Display die Vergrößerung angepasst und der Bildausschnitt bewegt werden. Verschiedene Fehlfarbansichten, die Vergrößerung sowie die Aufnahme von Bildern können direkt über die Tasten links und rechts vom Display eingestellt werden.

Dank des Handgriffs liegt MANO 6 gut in der Hand. Das Breitbild-Format

sorgt dafür, dass der Lesefluss nicht unterbrochen wird, da Sie auch bei einer hohen Vergrößerung mehrere Buchstaben gleichzeitig betrachten können. MANO 6 schaltet sich automatisch ein, wenn Sie das Stativ herausklappen. Sie können die Leselupe nun auf Ihrer Lesevorlage abstellen und in einem angenehmen Betrachtungswinkel lesen. Alternativ können Sie auch den Handgriff nutzen um z. B. beim Einkaufen die Waren genauer in Augenschein zu nehmen. Eine gepolsterte Tasche schützt die Leselupe auch unterwegs vor Schäden.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- intuitive Bedienung mit nur vier Tasten und Touch-Display (ca. 14 cm Diagonale)
- Vergrößern nach Belieben über die Tasten oder das Touch-Display möglich
- ca. 2 bis 35fache stufenlose Vergrößerung
- herausklappbarer, stufenlos verstellbarer Griff – auch als Stativ verwendbar
- Fehlfarben, Zeilenlineal, Bildschirmabdeckung, Auto On/Off, Tastentöne u.v.m.



Griff auch als Stativ nutzbar



schaltet sich beim Ausklappen automatisch ein

Bedienung über Tasten und Touchscreen



## MANO 6

HiMi-Nummer:  
25.21.86.1001



Touch-Display mit ca. 14 cm Diagonale  
Standbildfunktion,  
ca. 2 GB Bildspeicher,  
Bilder auf microSD-Karte übertragbar  
Autofokus, abschaltbar



Vergrößerung ca. 2-35fach  
Systemauflösung 1920 x 1080 Pixel



Lithium-Polymer-Akku  
Betriebsdauer bis zu ca. 3h  
Ladedauer ca. 2,5 h



Echtfarben,  
bis zu 16 Fehlfarben einstellbar



Gewicht ca. 274 g  
Maße (B x H x T)  
ca. 16 x 9,1 x 2,1 cm



Lieferumfang:  
Tragetasche, kurze und lange Hand-  
schlaufe, Netzteil mit Adaptern für  
weltweiten Einsatz, Reinigungstuch

**Reinecker Vision GmbH**  
Sandwiesenstraße 19  
64665 Alsbach-Hähnlein

**Tel. 06257 9311-0**

Fax 06257 9311-8008  
info@reineckervision.de  
www.reineckervision.de

**Wir sind bundesweit für Sie da:**  
kostenfreie Beratung vor Ort  
oder in unseren Beratungsstellen

