

MANO EDU lite

Das kompakte Bildschirmlesesystem mit drei Kameras



MANO EDU lite schlägt die Brücke zwischen einer elektronischen Lupe und einem Bildschirmlesesystem. Der hochauflösende 12,5-Zoll-Bildschirm ist groß genug, um mehr Details vergrößert zu erfassen, aber dennoch klein und leicht genug, um wie ein Tablet bequem im Rucksack verstaut werden zu können. Über den Touchscreen lässt sich das Gerät wie ein Handy oder Tablet bedienen. Auch ohne Nutzung des Touchscreens ist MANO EDU lite dank der übersichtlich angeordneten Tasten

einfach zu bedienen.

Mit der abnehmbaren Raumkamera können auch weiter entfernte Details, wie z.B. Bilder an der Wand, betrachtet werden. Diese Kamera kann nach unten verstellt werden und dient so als zweite Dokumentenkamera, um z.B. zu schreiben. Über eine SD-Karte können Bilder, PDFs und Texte auf dem Gerät betrachtet werden. Als besonderes Highlight liest MANO EDU lite Textdateien vor.*

Ihre Vorteile auf einen Blick

- FullHD 12,5" (ca. 31,8 cm) Touch-Display
- ca. 2,2-50fache Vergrößerung
- zwei integrierte Kameras und eine abnehmbare Kamera in 4K-Auflösung
- Raumkamera dreh- und schwenkbar, kann um 90 Grad abgeknickt werden und als zweite Dokumentenkamera z.B. zum Schreiben verwendet werden
- Vorlesefunktion für PDF/TXT-Dateien*
- Standbildfunktion und Bildspeicher
- SD-Karten-Unterstützung
- Zeilenlineal/Maske, Übersichtslupe, Sprachführung für Tasten und Menüs

*nur in Verbindung mit als Text gespeicherten Informationen. MANO EDU lite verfügt nicht über eine OCR-Funktion, um z.B. Texte aus Bilddateien oder Scans vorzulesen.

Frontkamera mit
Spiegelfunktion

Touch-Display

abnehmbare 4K-
Raumkamera

MANO EDU lite



12,5"-Touch-Display
mit ca. 31,8 cm Diagonale
großer Bildspeicher (ca. 2 GB);
Autofokus, abschaltbar



ca. 2,2 bis 50fach
(abhängig vom Betrachtungswinkel)



Systemauflösung 1920 x 1080 Pixel
3 Kameras für Nah-/Fernsicht in Ultra
HD 4K-Auflösung (3840 x 2160 Pixel)



Echtfarben,
bis zu 16 Fehlfarben einstellbar



Vorlesefunktionen für importierte PDF-
und TXT-Dateien: über 15 Sprachen mit
verschiedenen Stimmen inklusive



wechselbarer Lithium-Ionen-Akku
Betriebsdauer bis zu ca. 4,5 h
(Abhängig von Art der Anwendung)
Ladedauer ca. 2,5 h



Gewicht ca. 1,1 kg
Maße (BxHxT) ca. 31,5x24x24,5 cm,
mit Stativ ca. 31,8x18x17 cm



Lieferumfang: Raumkamera,
Tragetasche, Netzteil mit Adaptern für
weltweiten Einsatz, Mikrofasertuch,
Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung



externe Kamera
erfasst eine ganze A4-Seite



kompaktes Design
mit integriertem Stativ

Reinecker Vision GmbH
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008
info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Wir sind bundesweit für Sie da:
kostenfreie Beratung vor Ort
oder in unseren Beratungsstellen



reineckervision.de/online