

TAMI

Die Mobilitätsbrille, die vor Hindernissen warnt



Mit der Mobilitätsbrille TAMI genießen Sie ein neues Maß an Unabhängigkeit unterwegs – ganz ohne komplizierte Ersteinrichtung oder zusätzliche App-Nutzung. Fortschrittliche Sensoren erfassen Hindernisse im Kopf- und Oberkörperbereich – wie z.B. Äste und Schilder – und warnen Sie durch Vibrationen an den Brillenbügeln.

Ist das Objekt in unmittelbarer Nähe vibriert TAMI stärker als bei weiter entfernten Objekten. Die ungefähre Position des Objekts wird durch Vibrationen entweder am linken oder rechten Brillenbügel signalisiert. Befinden sich Objekte vor Ihnen, vibrieren beide Brillenbügel.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- sofort intuitiv nutzbar ohne großen Installations- und Einweisungsbedarf
- Bedienung über nur einen Knopf an der Bügeloberseite
- Hinderniserkennung im Kopf- und Oberkörperbereich
- klare und intuitive Vibrationssignale
- geringes Gewicht von nur 60 g
- vier verschiedene Farben verfügbar: schwarz, havanna, burgundy und weiß
- unauffälliges Design, schnell an- und abziehbar
- geeignet für jedes Wetter
- Akkulaufzeit ca. 4-5 Stunden
- Magnetanschluss zum Laden



Lieferung inklusive:

- TAMI Navigationsbrille
- Hartschalenetui
- Mikrofaser-Reinigungstuch und -Aufbewahrungsbeutel
- Ladekabel



In vier verschiedenen Farben erhältlich (Brillenbügel immer schwarz):



schwarz



havana



burgundy



weiß

Reinecker Vision GmbH
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008
info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Wir sind bundesweit für Sie da:

kostenfreie Beratung vor Ort
oder in unseren Beratungsstellen

