

topolino mini

Das Kamerasystem mit OCR für iPad, Windows und mehr



topolino mini ist ein Kamerasystem mit einer schwenk- und herausziehbaren Kamera, die dank doppelter FullHD-Auflösung und 10-fachem optischem Zoom eine hervorragende Bildqualität liefert. Der Bildausschnitt kann so eingestellt werden, dass ein verzerrungsfreies Bild entsteht, auch wenn man nicht in der Mitte des Raumes sitzt – und das sogar bei einer Wiedergabe in Echtzeit.

Die vielseitige Software ermöglicht neben den gängigen Vergrößerungsfunktionen auch eine Texterfassung mit

automatischer Sprachenerkennung in mehr als 30 Sprachen. Auch Dokumente und Bilder können importiert und in der Software verwendet werden. Die Hochgeschwindigkeits-Mehrseitenerfassung ist ideal, um größere Dateien abzuspeichern und später direkt in der Software zu betrachten.

topolino mini benötigt keine eigene Stromversorgung und ist durch sein geringes Gewicht und die mitgelieferte Tasche schnell und einfach an jedem Ort einsetzbar.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kamera mit 10fach optischem und 8fach digitalem Zoom
- Echtzeit-Videokorrektur für ein verzerrungsfreies Bild
- höhenverstellbares Stativ mit drei Aufstellmöglichkeiten: mit dem Klappstativ als Raumkamera nutzbar; mit der Tischklemme oder dem Stativ mit Bodenplatte als Raum- und Dokumentenkamera nutzbar
- zweifache FullHD-Auflösung mit 30 Bildern pro Sekunde für ein besonders scharfes Bild (FullHD-Auflösung mit 60 fps empfohlen bei schnellen Bewegungen)
- optischer Bildstabilisator
- Anschluss über USB-C mit nur ca. 1 Watt Stromverbrauch
- geringes Gewicht von nur 350 g (ohne Bodenplatte)

Die Software auf einen Blick

- leistungsstarke OCR- und TTS-Funktion
- Hochgeschwindigkeits-Mehrseitenerfassung
- Suchfunktion, Navigation über Kurzbefehle
- Unterstützung von über 30 Sprachen mit automatischer Spracherkennung/-umschaltung
- Import-/Exportmöglichkeit von PDFs, Word-Dokumenten, Bilddateien, mp3 uvm.



topolino mini



4 MP Kamera mit 10fach optischem und 8fach digitalem Zoom



Echtfarben, Fehlfarben
6 verschiedene Textansichten



Gewicht ca. 350 g (ohne Bodenplatte)
Maße (B x H x T) ca. 8,5 x 5 x 26,2 cm
ca. 17/39 cm min./max. Höhe mit Dreibein-Stativ



Systemvoraussetzungen:
Windows: ab Windows 10, mindestens 4 GB RAM, mind. 4 GB freier Festplattenspeicher, DirectX 11
Apple: ab iPadOS17, nur kompatibel mit Geräten mit USB-C-Anschluss



Lieferumfang: Kamera mit integriertem Dreibeinstativ und 80 cm USB-C-Anschlusskabel, Tischklemme, Stativ mit Bodenplatte, Aufbewahrungstasche, 1,8 m USB-C-Verlängerungskabel, USB-C auf USB-A Adapter, Software mit OCR-Funktion



Reinecker Vision GmbH
Sandwiesenstraße 19
64665 Alsbach-Hähnlein

Tel. 06257 9311-0

Fax 06257 9311-8008
info@reineckervision.de
www.reineckervision.de

Wir sind bundesweit für Sie da:
kostenfreie Beratung vor Ort
oder in unseren Beratungsstellen

